

Supelco
Low
Bleed

Choosing the Proper Ferrules
for your Capillary GC Column

SUPELCO
Analytical

L'incontournable colonne capillaire GC SLB-5ms SUPELCO à un prix imbattable !

Une offre exceptionnelle de Sigma-Aldrich®

La colonne SLB-5ms avec son faible bleeding, son inertie chimique et son extrême robustesse est la colonne idéale pour vos analyses en GCMS.

Elle est recommandée pour les méthodes EPA pour l'analyse des composés semi-volatils ou pour les PCB selon les méthodes US EPA 8270, 525.2, 625, et bien d'autres

- Cette offre est valable sur l'ensemble des colonnes SLB-5ms en 30m de longueur
- Cette colonne répond au norme USP G27 et G36
- Equivalente aux colonnes de polarité 5% diphényl 95% diméthylpolysiloxane
- Limite de T°C : DI ≤ 0.32 mm : -60 °C to 340 °C (isotherme) ou 360 °C (programmée)
- Temp. Limite: DI ≥ 0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isotherma) ou 340 °C (programmée)

Offre n°1

Achetez une colonne SLB-5ms
au prix de: **260€**

Offre n°2

Achetez 2 colonnes SLB-5ms
au prix de : **480€**

et bénéficiez, avec l'offre n°2, de 30% de remise sur toute commande dans les gammes de seringues Hamilton, SGE, VICI

L'offre promotionnelle est valide jusqu'au **15 novembre 2011**


Pour en bénéficier, indiquez sur votre bon de commande le code promotionnel **HBP**



SIGMA-ALDRICH®

Supelco
Low
Bleed

Choosing the Proper Ferrules
for your Capillary GC Column




SUPELCO
Analytical

Produits inclus dans l'offre

Cod.	Prodotto
GC-MS lowest bleed columns	
28575-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.18 mm, df 0.30 µm
28513-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.20 mm, df 0.20 µm
28467-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.10 µm
28471-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.25 µm
28473-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 0.50 µm
28476-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.25 mm, df 1.00 µm
28482-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.32 mm, df 0.25 µm
28532-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.32 mm, df 0.32 µm
28484-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.32 mm, df 0.50 µm
28487-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.32 mm, df 1.00 µm
28541-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.53 mm, df 0.50 µm
28559-U	SLB™-5ms Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.53 mm, df 1.00 µm

Pour tout renseignement complémentaire sur les colonnes de GC Supelco, consultez le site Internet à la page : www.sigma-aldrich.com/gc



Pour toute information complémentaire sur les seringues pour chromatographie, nous vous invitons à vous connecter sur la page dédiée de notre site Internet : www.sigma-aldrich.com/syringes

Pour commander :

Web : www.sigma-aldrich.com

E-mail : fradvsv@sial.com

Tel. : 0800 21 14 08

Fax : 0800 03 10 52

Pour bénéficier de cette offre, merci de noter sur votre bon de commande le code promotionnel : **HBP**
Offre valable jusqu'au 15.11.2011

Enabling Science to
Improve the Quality of Life

Order/Customer Service (800) 325-3010 • Fax (800) 325-5052
Technical Service (800) 325-5832 • sigma-aldrich.com/techservice
Development/Custom Manufacturing Inquiries **SAFC**® (800) 244-1173
Safety-related Information sigma-aldrich.com/safetycenter

World Headquarters
3050 Spruce St.
St. Louis, MO 63103
(314) 771-5765
sigma-aldrich.com

©2011 Sigma-Aldrich Co. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH, FLUKA, and SUPELCO are trademarks belonging to Sigma-Aldrich Co. and its affiliate Sigma-Aldrich Biotechnology, L.P. Sigma brand products are sold through Sigma-Aldrich, Inc. Sigma-Aldrich, Inc. warrants that its products conform to the information contained in this and other Sigma-Aldrich publications. Purchaser must determine the suitability of the product(s) for their particular use. Additional terms and conditions may apply. Please see reverse side of the invoice or packing slip.

T411068

SIGMA-ALDRICH®